




KIT D'AUTO FORMATION

Les séquences IRM du kit PrediPsy

CATI



contact@predipsy.fr
www.predipsy.fr

Le dispositif

Le dispositif **PrediPsy** permet la réalisation d'une IRM de référence pour le diagnostic différentiel et/ou associé du **premier épisode psychotique (PEP)**.

Un jeu de séquences harmonisées

Ce protocole comprend **4 séquences**, pour une durée totale d'environ **17 minutes**, optimisées pour permettre une acquisition **homogène et de qualité**.

Le kit a été **paramétré pour les principaux constructeurs IRM** (GE, Siemens, Philips), favorisant une harmonisation des pratiques dès ses premiers stades.

Chaque examen peut être complété par les **séquences ou reconstructions jugées pertinentes par le radiologue**, selon les spécificités du patient.

Plus d'informations sont disponibles dans le guide pratique pour la réalisation de l'IRM fourni lors de l'installation des séquences

4 séquences clés



3DT1

Anatomique, en écho de gradient, permet de mettre en évidence des malformations et lésions corticales ou sous-corticales subtiles



3D FLAIR

Permet la détection des **lésions de la substance blanche** et des anomalies périventriculaires, juxtacorticales ou profondes (démýélinisation, inflammation, glioses...)



3DT2 EPI

Permet la détection de **microhémorragies**, de **dépôts d'hemosidérine** ou de calcifications. Très pertinent dans le cadre d'étiologies vasculaires ou toxiques



DWI Blooo

En orientation axiale CA-CP, permet par la capture du mouvement des molécules d'eau, la détection d'ischémies récentes, d'abcès ou d'**encéphalites virales**